

# Gebrauchsanweisung

Produktname: PP+PE Kapuzen-Overalls (nicht sterile Einwegartikel)

Produktmerkmale: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein neues atmungsaktives AP-Beschichtungsmaterial mit PP + PE. Es wird mit einem speziellen Verfahren aus hochverdichteten Polyethylen-Vliesfasern hergestellt. Nach dem Schneiden wird es mit Heißsiegelklebeband versiegelt und zu einer Form von Kapuzen-Overalls verarbeitet.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verwendung:

1. Wählen sie den passenden Schutzanzug vor Verwendung.
2. Wählen Sie die richtige Größe, entsprechend Ihrer Statur.
3. Ziehen Sie den Schutzanzug an und vergewissern Sie sich, dass die Lasche richtig geschlossen ist. Entscheiden Sie, ob Sie entsprechend den tatsächlichen Anforderungen andere Schutzartikel tragen wollen. Sie erhalten eine bessere Schutzwirkung, wenn Sie das Klebeband zum Abdichten der Öffnungen an Gesicht und Hand, bzw. Handgelenk verwenden.

Anwendungsgebiet: Einsetzbar für routinemäßige Isolierungen in medizinischen Einrichtungen, Krankenhauskliniken, Krankenstationen und Labors. Ebenfalls geeignet für Seuchenschutz, biologische Isolierung und chemische Experimente. Dieser Artikel bietet guten Schutz gegen Partikel, Blut, Viren und ist spritzwassergeschützt.

Größen:

S	160-165cm
M	170-175cm
L	180-185cm